

テフコ(株) 価格表

2024年3月1日改訂

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証 期間	保存 温度	メーカー	法規制
01-000K-10	SDS-PAGE mini 12% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-000K-6	SDS-PAGE mini 12% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-000M-10	SDS-PAGE mini 12% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-000M-6	SDS-PAGE mini 12% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-002-10	SDS-PAGE mini 12% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-002-6	SDS-PAGE mini 12% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-003-10	SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-003-6	SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-005-10	SDS-PAGE mini 12% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-005-6	SDS-PAGE mini 12% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-006-10	SDS-PAGE mini 12% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-006-6	SDS-PAGE mini 12% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-008-10	SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-008-6	SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-010K-10	SDS-PAGE mini 8% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-010K-6	SDS-PAGE mini 8% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-010M-10	SDS-PAGE mini 8% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-010M-6	SDS-PAGE mini 8% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-012-10	SDS-PAGE mini 8% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-012-6	SDS-PAGE mini 8% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-013-10	SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-013-6	SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-015-10	SDS-PAGE mini 8% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-015-6	SDS-PAGE mini 8% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-016-10	SDS-PAGE mini 8% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-016-6	SDS-PAGE mini 8% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-018-10	SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-018-6	SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-020K-10	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-020K-6	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-020M-10	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-020M-6	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-022-10	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-022-6	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-023-10	SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-023-6	SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-025-10	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-025-6	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-026-10	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-026-6	SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-028-10	SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-028-6	SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-030K-10	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-030K-6	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-030M-10	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-030M-6	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-032-10	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-032-6	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-033-10	SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-033-6	SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-035-10	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-035-6	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-036-10	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-036-6	SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-038-10	SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-038-6	SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-040K-10	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-040K-6	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-040M-10	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-040M-6	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-042-10	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-042-6	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-043-10	SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-043-6	SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-045-10	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-045-6	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-046-10	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-046-6	SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
01-048-10	SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-048-6	SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-050K-10	SDS-PAGE mini 4% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-050K-6	SDS-PAGE mini 4% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-050M-10	SDS-PAGE mini 4% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-050M-6	SDS-PAGE mini 4% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-052-10	SDS-PAGE mini 4% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-052-6	SDS-PAGE mini 4% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-053-10	SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-053-6	SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-055-10	SDS-PAGE mini 4% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-055-6	SDS-PAGE mini 4% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-056-10	SDS-PAGE mini 4% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-056-6	SDS-PAGE mini 4% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-058-10	SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-058-6	SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-060K-10	SDS-PAGE mini 6% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-060K-6	SDS-PAGE mini 6% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-060M-10	SDS-PAGE mini 6% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-060M-6	SDS-PAGE mini 6% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-062-10	SDS-PAGE mini 6% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-062-6	SDS-PAGE mini 6% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-063-10	SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-063-6	SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-065-10	SDS-PAGE mini 6% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-065-6	SDS-PAGE mini 6% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-066-10	SDS-PAGE mini 6% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-066-6	SDS-PAGE mini 6% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-068-10	SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-068-6	SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-070K-10	SDS-PAGE mini 10% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-070K-6	SDS-PAGE mini 10% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-070M-10	SDS-PAGE mini 10% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-070M-6	SDS-PAGE mini 10% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-072-10	SDS-PAGE mini 10% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-072-6	SDS-PAGE mini 10% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-073-10	SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-073-6	SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-075-10	SDS-PAGE mini 10% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-075-6	SDS-PAGE mini 10% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-076-10	SDS-PAGE mini 10% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-076-6	SDS-PAGE mini 10% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-078-10	SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-078-6	SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
01-080K-10	SDS-PAGE mini 14% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-080K-6	SDS-PAGE mini 14% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-080M-10	SDS-PAGE mini 14% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-080M-6	SDS-PAGE mini 14% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-082-10	SDS-PAGE mini 14% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-082-6	SDS-PAGE mini 14% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-083-10	SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-083-6	SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-085-10	SDS-PAGE mini 14% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-085-6	SDS-PAGE mini 14% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-086-10	SDS-PAGE mini 14% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-086-6	SDS-PAGE mini 14% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-088-10	SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-088-6	SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-090K-10	SDS-PAGE mini 16% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-090K-6	SDS-PAGE mini 16% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-090M-10	SDS-PAGE mini 16% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-090M-6	SDS-PAGE mini 16% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-092-10	SDS-PAGE mini 16% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-092-6	SDS-PAGE mini 16% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-093-10	SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-093-6	SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-095-10	SDS-PAGE mini 16% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-095-6	SDS-PAGE mini 16% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-096-10	SDS-PAGE mini 16% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
01-096-6	SDS-PAGE mini 16% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-098-10	SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-098-6	SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-100K-10	SDS-PAGE mini 18% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-100K-6	SDS-PAGE mini 18% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-100M-10	SDS-PAGE mini 18% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-100M-6	SDS-PAGE mini 18% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-102-10	SDS-PAGE mini 18% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-102-6	SDS-PAGE mini 18% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-103-10	SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-103-6	SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-105-10	SDS-PAGE mini 18% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-105-6	SDS-PAGE mini 18% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-106-10	SDS-PAGE mini 18% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-106-6	SDS-PAGE mini 18% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-108-10	SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-108-6	SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-110K-10	SDS-PAGE mini 20% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-110K-6	SDS-PAGE mini 20% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-110M-10	SDS-PAGE mini 20% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-110M-6	SDS-PAGE mini 20% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-112-10	SDS-PAGE mini 20% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-112-6	SDS-PAGE mini 20% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-113-10	SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-113-6	SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-115-10	SDS-PAGE mini 20% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-115-6	SDS-PAGE mini 20% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-116-10	SDS-PAGE mini 20% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-116-6	SDS-PAGE mini 20% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-118-10	SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
01-118-6	SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
01-130K-10	SDS-PAGE mini 15% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-130K-6	SDS-PAGE mini 15% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-130M-10	SDS-PAGE mini 15% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-130M-6	SDS-PAGE mini 15% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-132-10	SDS-PAGE mini 15% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-132-6	SDS-PAGE mini 15% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-133-10	SDS-PAGE mini 15% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-133-6	SDS-PAGE mini 15% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-135-10	SDS-PAGE mini 15% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-135-6	SDS-PAGE mini 15% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-136-10	SDS-PAGE mini 15% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-136-6	SDS-PAGE mini 15% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-138-10	SDS-PAGE mini 15% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-138-6	SDS-PAGE mini 15% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-175	エンブティーカセット 1mm	20枚	7,900	8,700	UP		室温	TEFCO	
01-176	エンブティーカセット 1mm	50枚	16,500	18,500	UP		室温	TEFCO	
01-185	エンブティーカセット 1.5mm	20枚	7,900	8,700	UP		室温	TEFCO	
01-186	エンブティーカセット 1.5mm	50枚	16,500	18,500	UP		室温	TEFCO	
01-190K-10	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-190K-6	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-190M-10	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-190M-6	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-192-10	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-192-6	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-193-10	SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-193-6	SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-195-10	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-195-6	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-196-10	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-196-6	SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-198-10	SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-198-6	SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
01-210	ガラスプレート・セット	1SET	15,000	15,000			室温	TEFCO	
01-210-A	切込入りガラスプレート	2枚	18,600	18,600			室温	TEFCO	
01-210-B	1mm スペーサー・ガラスプレート	2枚	10,800	10,800			室温	TEFCO	
01-210-C	シリコンチューブ	5本	2,000	2,000			室温	TEFCO	
01-775-10	Zymogram-PAGE mini 10% SDS [0.1% セラチ	10枚	28,800	28,800		1ヶ月	4℃	TEFCO	

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
01-775-6	Zymogram-PAGE mini 10% SDS [0.1% セラチン]1mm 10well	6枚	20,700	20,700		1ヶ月	4℃	TEFCO	
03-031	電気泳動用丸型チップ	800本	25,000	31,000	UP		室温	TEFCO	
03-042	ゲル・ドライキット ミニ	1SET	14,000	16,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
03-044	ゲル・ドライキット L	1SET	18,000	21,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
03-045	ゲル・ドライソリューション	4本	10,500	12,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
03-055	ニトロセルロース・メンブレン・キット	20組	21,000	23,000	UP		室温	TEFCO	
03-056	PVDF・メンブレン・キット	20組	19,000	23,000	UP		室温	TEFCO	
03-063	タンパク質分子量マーカーII	2本	21,500	24,500	UP		-20℃	TEFCO	PRTR 1種
03-064	タンパク質分子量マーカーII	1本	13,000	15,000	UP		-20℃	TEFCO	PRTR 1種
03-078	簡易ラミネータ	50枚	13,000	15,000	UP		室温	TEFCO	
03-085	ゲルスケーパー	1本	2,500	3,000	UP		室温	TEFCO	
03-101	セイフティー・セル・ミニ STC-808	1SET	61,000	61,000			室温	TEFCO	
03-102	セイフティー・セル・ミニ・セット STC-888	1SET	104,000	104,000			室温	TEFCO	
03-110	ゲルカットナイフ	1本	3,700	3,700			室温	TEFCO	
03-111	下部バッファー槽	1個	19,500	19,500			室温	TEFCO	
03-112	垂直移動板	1個	2,300	2,300			室温	TEFCO	
03-113	水平移動板	1個	2,200	2,200			室温	TEFCO	
03-114	上部バッファー槽	1個	28,000	34,000	UP		室温	TEFCO	
03-115	上部カバー(電源ケーブル付)	1個	13,000	13,000			室温	TEFCO	
03-115-A	電源接続バナナプラグアダプター(プラス/マイナス)	1組	3,000	3,000			室温	TEFCO	
03-115-R	電源ケーブル(赤/黒)	1組	8,000	8,000			室温	TEFCO	
03-116	シリコンゴム(上部バッファー槽用 3×)	2本	2,000	2,000			室温	TEFCO	
03-117	バッファードラム	1枚	1,000	1,500	UP		室温	TEFCO	
03-118	シリコンゴム(プロットングユニット用 3×)	1本	1,000	1,500	UP		室温	TEFCO	
03-119	戻しネジ	1本	2,400	2,400			室温	TEFCO	
03-120	ウエルガイド(3種類)	6枚	2,000	2,000			室温	TEFCO	
03-131	厚み補助フレーム(100×100×2mm)	2枚	2,500	3,000	UP		室温	TEFCO	
03-140	セロファンメンブレン ミニ	200枚	9,800	11,000	UP		室温	TEFCO	
03-141	セロファンメンブレン L	100枚	14,000	16,000	UP		室温	TEFCO	
03-142	Clear Dry キット S	1SET	14,000	16,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
03-144	Clear Dry キット L	1SET	18,000	20,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
03-145-1	Clear Dry ソリューション	1本	4,000	5,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
03-145-4	Clear Dry ソリューション	4本	10,500	13,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
03-150	セイフティー・プロットング・セル STB-8	1台	86,000	94,000	UP		室温	TEFCO	
03-151	セイフティー・プロットング・ユニット STB-	1台	54,000	60,000	UP		室温	TEFCO	
03-152	パッド	8枚	3,000	3,000			室温	TEFCO	
03-153	プラス電極コア	1個	33,000	37,000	UP		室温	TEFCO	
03-154	マイナス電極コア	1個	29,000	34,000	UP		室温	TEFCO	
03-271	Quick Dry システム	1SET	13,000	15,000	UP		室温	TEFCO	
03-273	Quick Dry ベース	1個	5,500	6,500	UP		室温	TEFCO	
03-274	Quick Dry クリップ	8個	2,700	2,700			室温	TEFCO	
03-275	Quick Dry フレーム	1組	9,000	11,000	UP		室温	TEFCO	
03-278	Clear Dry Quick Dry スターターキット	1SET	24,000	28,000	UP		室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
04-000K-10	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-000K-6	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-000M-10	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-000M-6	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-002-10	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-002-6	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-003-10	NON-SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-003-6	NON-SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-005-10	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-005-6	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-006-10	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-006-6	NON-SDS-PAGE mini 12% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-008-10	NON-SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-008-6	NON-SDS-PAGE mini 12% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-010K-10	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-010K-6	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
04-010M-10	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-010M-6	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-012-10	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-012-6	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-013-10	NON-SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-013-6	NON-SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-015-10	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-015-6	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-016-10	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-016-6	NON-SDS-PAGE mini 8% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-018-10	NON-SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-018-6	NON-SDS-PAGE mini 8% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-020K-10	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-020K-6	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-020M-10	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-020M-6	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-022-10	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-022-6	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-023-10	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-023-6	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-025-10	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-025-6	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-026-10	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 2-	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-026-6	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1mm 2-	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-028-10	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-028-6	NON-SDS-PAGE mini 4-20% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-030K-10	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-030K-6	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-030M-10	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-030M-6	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-032-10	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-032-6	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-033-10	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-033-6	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-035-10	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-035-6	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-036-10	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 2-	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-036-6	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1mm 2-	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-038-10	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm	10枚	18,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-038-6	NON-SDS-PAGE mini 4-12% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-040K-10	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-040K-6	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-040M-10	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-040M-6	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-042-10	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-042-6	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-043-10	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-043-6	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-045-10	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-045-6	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-046-10	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 2-	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-046-6	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1mm 2-	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-048-10	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-048-6	NON-SDS-PAGE mini 8-16% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-050K-10	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-050K-6	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-050M-10	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-050M-6	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-052-10	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-052-6	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-053-10	NON-SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-053-6	NON-SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-055-10	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-055-6	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-056-10	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-056-6	NON-SDS-PAGE mini 4% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-058-10	NON-SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-058-6	NON-SDS-PAGE mini 4% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-060K-10	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
04-060K-6	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-060M-10	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-060M-6	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-062-10	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-062-6	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-063-10	NON-SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-063-6	NON-SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-065-10	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-065-6	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-066-10	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-066-6	NON-SDS-PAGE mini 6% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-068-10	NON-SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-068-6	NON-SDS-PAGE mini 6% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-070K-10	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-070K-6	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-070M-10	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-070M-6	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-072-10	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-072-6	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-073-10	NON-SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-073-6	NON-SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-075-10	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-075-6	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-076-10	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-076-6	NON-SDS-PAGE mini 10% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-078-10	NON-SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-078-6	NON-SDS-PAGE mini 10% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-080K-10	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-080K-6	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-080M-10	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-080M-6	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-082-10	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-082-6	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-083-10	NON-SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-083-6	NON-SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-085-10	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-085-6	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-086-10	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-086-6	NON-SDS-PAGE mini 14% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-088-10	NON-SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-088-6	NON-SDS-PAGE mini 14% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-090K-10	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-090K-6	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-090M-10	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-090M-6	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-092-10	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-092-6	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-093-10	NON-SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-093-6	NON-SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-095-10	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-095-6	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-096-10	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-096-6	NON-SDS-PAGE mini 16% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-098-10	NON-SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-098-6	NON-SDS-PAGE mini 16% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-100K-10	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-100K-6	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-100M-10	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-100M-6	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-102-10	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-102-6	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-103-10	NON-SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-103-6	NON-SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-105-10	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-105-6	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-106-10	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-106-6	NON-SDS-PAGE mini 18% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-108-10	NON-SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-108-6	NON-SDS-PAGE mini 18% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
04-110K-10	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-110K-6	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-110M-10	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-110M-6	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-112-10	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-112-6	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-113-10	NON-SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 15well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-113-6	NON-SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-115-10	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-115-6	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-116-10	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 2-Dwell	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-116-6	NON-SDS-PAGE mini 20% 1mm 2-Dwell	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-118-10	NON-SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 10well	10枚	20,000	20,000		2週間	4℃	TEFCO	
04-118-6	NON-SDS-PAGE mini 20% 1.5mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	2週間	4℃	TEFCO	
04-190K-10	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 12well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-190K-6	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 12well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-190M-10	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 8well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-190M-6	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 8well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-192-10	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 15well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-192-6	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 15well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-193-10	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-193-6	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-195-10	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 10well	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-195-6	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 10well	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-196-10	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 2-	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-196-6	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1mm 2-	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-198-10	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm	10枚	20,000	20,000		1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-198-6	NON-SDS-PAGE mini 10-20% 1.5mm	6枚	13,000	13,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
04-655A-4	IEF-PAGE mini (pH3-10) 4% 1mm 10well	4枚	27,000	32,000	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-655A	IEF-PAGE mini (pH3-10) 4% 1mm 10well	10枚	47,000	55,000	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-655B-4	IEF-PAGE mini (pH3-7) 4% 1mm 10well	4枚	27,000	32,000	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
04-655B	IEF-PAGE mini (pH3-7) 4% 1mm 10well	10枚	47,000	55,000	UP	2ヶ月	4℃	TEFCO	
06-311	TBEバッファー・キット	1SET	9,700	9,700		6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
06-313	TBEサンプルバッファー	2本	3,800	4,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
06-314	TBE泳動バッファー	1本	8,700	8,700		6ヶ月	室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
06-321	Tricineバッファー・キット	1SET	14,000	22,000	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	PRTR 第1種
06-323	Tricine サンプルバッファー	2本	3,800	4,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	PRTR 第1種
06-324	Tricine 泳動バッファー	1本	13,000	20,000	UP	6ヶ月	室温	TEFCO	PRTR 第1種
06-331	IEF PH3-10バッファー・キット	1SET	18,000	20,000	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
06-333	IEF PH3-10サンプルバッファー	2本	3,800	4,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	
06-334	IEF PH3-10Cathodeバッファー	1本	13,000	15,000	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	
06-335	IEF Anodeバッファー	1SET	3,800	4,000	UP	6ヶ月	室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)
06-341	IEF PH3-7バッファー・キット	1SET	19,000	22,000	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	
06-343	IEF PH3-7サンプルバッファー	2本	3,800	4,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	
06-344	IEF PH3-7Cathodeバッファー	1本	14,000	17,000	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	
06-351	Zymogramバッファー・キット	1SET	22,000	24,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	PRTR 1種
06-355	Zymogram Renaturing/バッファー	1本	6,000	8,000	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	
06-356	Zymogram Developing/バッファー	1本	8,000	10,000	UP	6ヶ月	室温	TEFCO	PRTR 1種
06-361	Tris-Glycine SDS バッファー・キット	1SET	8,800	9,800	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	PRTR 1種
06-363	Tris-Glycine SDS サンプルバッファー	2本	3,800	4,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	PRTR 1種
06-364	Tris-Glycine SDS 泳動バッファー	1本	6,800	7,000	UP	6ヶ月	室温	TEFCO	PRTR 1種
06-365	Tris-Glycine Transfer Buffer	1本	6,500	7,000	UP	6ヶ月	室温	TEFCO	
06-381	Tris-BESバッファー・キット	1SET	12,000	15,600	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
06-383	Tris-BESサンプルバッファー	2本	3,800	4,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	PRTR 1種
06-384	Tris-BES泳動バッファー	1本	8,000	9,600	UP	6ヶ月	室温	TEFCO	PRTR 1種
06-385	DTT還元剤	1本	3,000	4,000	UP	6ヶ月	-20℃	TEFCO	
06-387	酸化防止剤	1本	3,000	4,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
06-401	コロイドCBB染色キット	1SET	14,500	16,500	UP	6ヶ月	室温	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
09-072	Q-PAGE mini 10% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-075	Q-PAGE mini 10% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-076	Q-PAGE mini 10% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-07K	Q-PAGE mini 10% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-07M	Q-PAGE mini 10% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-142	Q-PAGE mini 7.5% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-145	Q-PAGE mini 7.5% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-146	Q-PAGE mini 7.5% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-14K	Q-PAGE mini 7.5% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-14M	Q-PAGE mini 7.5% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-152	Q-PAGE mini 12.5% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-155	Q-PAGE mini 12.5% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-156	Q-PAGE mini 12.5% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-15K	Q-PAGE mini 12.5% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-15M	Q-PAGE mini 12.5% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-162	Q-PAGE mini 5-12% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-165	Q-PAGE mini 5-12% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-166	Q-PAGE mini 5-12% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-16K	Q-PAGE mini 5-12% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-16M	Q-PAGE mini 5-12% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-172	Q-PAGE mini 5-14% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-175	Q-PAGE mini 5-14% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-176	Q-PAGE mini 5-14% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-17K	Q-PAGE mini 5-14% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-17M	Q-PAGE mini 5-14% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-182	Q-PAGE mini 10-16% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-185	Q-PAGE mini 10-16% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-186	Q-PAGE mini 10-16% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-18K	Q-PAGE mini 10-16% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-18M	Q-PAGE mini 10-16% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-202	Q-PAGE mini 13% 1mm 15well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-205	Q-PAGE mini 13% 1mm 10well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-206	Q-PAGE mini 13% 1mm 2-Dwell	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-20K	Q-PAGE mini 13% 1mm 12well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
09-20M	Q-PAGE mini 13% 1mm 8well	10枚	18,000	18,500	UP	12ヶ月	4℃	TEFCO	
QR-075	Quick Run Pack BASIC 10% 1mm 10well(10) Tris-BES Buffer Kit(1)	1SET	28,000	32,000	UP	6ヶ月	各	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
QR-145	Quick Run Pack BASIC 7.5% 1mm 10well(10) Tris-BES Buffer Kit(1)	1SET	28,000	32,000	UP	6ヶ月	各	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
QR-155	Quick Run Pack BASIC 12.5% 1mm 10well(10) Tris-BES Buffer Kit(1)	1SET	28,000	32,000	UP	6ヶ月	各	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
QR-165	Quick Run Pack BASIC 5-12% 1mm 10well(10) Tris-BES Buffer Kit(1)	1SET	28,000	32,000	UP	6ヶ月	各	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
QR-175	Quick Run Pack BASIC 5-14% 1mm 10well(10) Tris-BES Buffer Kit(1)	1SET	28,000	32,000	UP	6ヶ月	各	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
QR-185	Quick Run Pack BASIC 10-16% 1mm 10well(10) Tris-BES Buffer Kit(1)	1SET	28,000	32,000	UP	6ヶ月	各	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
QR-205	Quick Run Pack BASIC 13% 1mm 10well(10) Tris-BES Buffer Kit(1)	1SET	28,000	32,000	UP	6ヶ月	各	TEFCO	危険物第4類、安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-060K	TBE-PAGE mini 6% 1mm 12well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-060M	TBE-PAGE mini 6% 1mm 8well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-062	TBE-PAGE mini 6% 1mm 15well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-063	TBE-PAGE mini 6% 1.5mm 15well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-065	TBE-PAGE mini 6% 1mm 10well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-066	TBE-PAGE mini 6% 1mm 2-Dwell	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-068	TBE-PAGE mini 6% 1.5mm 10well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
BB-120K	TBE-PAGE mini 12% 1mm 12well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-120M	TBE-PAGE mini 12% 1mm 8well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-122	TBE-PAGE mini 12% 1mm 15well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-123	TBE-PAGE mini 12% 1.5mm 15well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-125	TBE-PAGE mini 12% 1mm 10well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-126	TBE-PAGE mini 12% 1mm 2-Dwell	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-128	TBE-PAGE mini 12% 1.5mm 10well	10枚	16,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-200K	TBE-PAGE mini 4-20% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-200M	TBE-PAGE mini 4-20% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-202	TBE-PAGE mini 4-20% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-203	TBE-PAGE mini 4-20% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-205	TBE-PAGE mini 4-20% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-206	TBE-PAGE mini 4-20% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
BB-208	TBE-PAGE mini 4-20% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	6ヶ月	4℃	TEFCO	安衛法(57条、57条の2)、PRTR 第1種
TB-100K	Peptide-PAGE mini 10% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-100M	Peptide-PAGE mini 10% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-102	Peptide-PAGE mini 10% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-103	Peptide-PAGE mini 10% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-105	Peptide-PAGE mini 10% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-106	Peptide-PAGE mini 10% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-108	Peptide-PAGE mini 10% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-160K	Peptide-PAGE mini 16% 1mm 12well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-160M	Peptide-PAGE mini 16% 1mm 8well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-162	Peptide-PAGE mini 16% 1mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-163	Peptide-PAGE mini 16% 1.5mm 15well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-165	Peptide-PAGE mini 16% 1mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-166	Peptide-PAGE mini 16% 1mm 2-Dwell	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
TB-168	Peptide-PAGE mini 16% 1.5mm 10well	10枚	17,000	18,500	UP	1ヶ月	4℃	TEFCO	
CO-102	コーム 1mm 15well	10本	3,000	3,000			室温	TEFCO	
CO-105	コーム 1mm 10well	10本	3,000	3,000			室温	TEFCO	
CO-106	コーム 1mm 2-Dwell	10本	3,000	3,000			室温	TEFCO	
CO-10K	コーム 1mm 12well	10本	3,000	3,000			室温	TEFCO	
CO-10M	コーム 1mm 8well	10本	3,000	3,000			室温	TEFCO	
CO-153	コーム 1.5mm 15well	10本	3,000	3,000			室温	TEFCO	
CO-158	コーム 1.5mm 10well	10本	3,000	3,000			室温	TEFCO	
K0231001	Bovine Albumin ELISA Core Kit	1000we II	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231001P	Bovine Albumin ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we II	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231006	Human Albumin ELISA Core Kit	1000we II	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231006P	Human Albumin ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we II	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231007	Mouse Albumin ELISA Core Kit	1000we II	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231007P	Mouse Albumin ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we II	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231008	Pig Albumin ELISA Core Kit	1000we II	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231008P	Pig Albumin ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we II	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231009	Rat IgG ELISA Core Kit	1000we II	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0231009P	Rat IgG ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231012	Bovine IgA ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231012P	Bovine IgA ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231014	Bovine IgG ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231014P	Bovine IgG ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231020	Bovine IgM ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231020P	Bovine IgM ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231033	Chicken IgM ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231033P	Chicken IgM ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231034	Chicken IgA ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231034P	Chicken IgA ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231064	Human IgA ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231064P	Human IgA ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231066	Human IgE ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231066P	Human IgE ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231067	Human IgG ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231067P	Human IgG ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231069	Human IgM ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231069P	Human IgM ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231081	Mouse IgA ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231081P	Mouse IgA ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231082	Mouse IgE ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231082P	Mouse IgE ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231083	Mouse IgG ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231083P	Mouse IgG ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231088	Mouse IgM ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231088P	Mouse IgM ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231089	Chicken IgG ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231089P	Chicken IgG ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231092	Pig IgA ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231092P	Pig IgA ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231094	Pig IgG ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231094P	Pig IgG ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0231096	Pig IgM ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231096P	Pig IgM ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231104	Rat IgA ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231104P	Rat IgA ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231110	Rat IgM ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231110P	Rat IgM ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231126	Rat IgE ELISA Core Kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231126P	Rat IgE ELISA Core Kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231131	Rat Albumin ELISA Core kit	1000we 	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0231131P	Rat Albumin ELISA Core kit, pink-ONE	1000we 	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331115	Human EGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331115P	Human EGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331120	Human GM-CSF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331120P	Human GM-CSF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331121	Human IFN-gamma ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331121P	Human IFN-gamma ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331123	Human IL-10 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331123P	Human IL-10 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331124	Human IL-12 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331124P	Human IL-12 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331125	Human IL-1 alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331125P	Human IL-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331126	Human IL-3 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331126P	Human IL-3 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331127	Human IL-5 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331127P	Human IL-5 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331130	Human SCF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331130P	Human SCF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331131	Human TNF-alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331131P	Human TNF-alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331132	Human VEGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331132P	Human VEGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331137	Mouse GM-CSF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0331137P	Mouse GM-CSF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331138	Mouse IFN-gamma ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331138P	Mouse IFN-gamma ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331139	Mouse IL-12 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331139P	Mouse IL-12 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331141	Mouse IL-1 alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331141P	Mouse IL-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331142	Mouse IL-2 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331142P	Mouse IL-2 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331143	Mouse IL-3 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331143P	Mouse IL-3 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331144	Mouse IL-4 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331144P	Mouse IL-4 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331148	Mouse SCF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331148P	Mouse SCF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331186	Mouse TNF-alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331186P	Mouse TNF-alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331187	Human sRANK Ligand ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331187P	Human sRANK Ligand ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331188	Human Eotaxin-3 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331188P	Human Eotaxin-3 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331190	Human IL-20 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331190P	Human IL-20 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331191	Human PDGF-BB ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331191P	Human PDGF-BB ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331192	Human bFGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331192P	Human bFGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331193	Human IL-2 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331193P	Human IL-2 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331194	Human IL-6 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331194P	Human IL-6 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331195	Human MIP-1 alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331195P	Human MIP-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0331196	Rat TNF-alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331196P	Rat TNF-alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331198	Human IL-17E ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331198P	Human IL-17E ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331199	Human Resistin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331199P	Human Resistin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331200	Human TRAIL ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331200P	Human TRAIL ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331201	Mouse IL-13 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331201P	Mouse IL-13 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331202	Mouse MIP-1 alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331202P	Mouse MIP-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331203	Mouse sRANK Ligand ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331203P	Mouse sRANK Ligand ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331204	Rat SCF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331204P	Rat SCF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331207	Human IL-17A ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331207P	Human IL-17A ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331208	Human BD-2 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331208P	Human BD-2 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331209	Rat IFN-gamma ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331209P	Rat IFN-gamma ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331210	Human IP-10 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331210P	Human IP-10 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331211	Rat IL-1 alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331211P	Rat IL-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331212	Rat IL-1 beta ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331212P	Rat IL-1 beta ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331213	Mouse IL-10 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331213P	Mouse IL-10 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331214	Human IL-4 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331214P	Human IL-4 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331215	Human IL-7 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0331215P	Human IL-7 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331216	Human IL-8 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331216P	Human IL-8 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331217	Mouse MIP-2 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331217P	Mouse MIP-2 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331218	Human MCP-1 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331218P	Human MCP-1 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331219	Mouse MCP-1 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331219P	Mouse MCP-1 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331220	Human NGF-beta ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331220P	Human NGF-beta ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331221	Human RANTES ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331221P	Human RANTES ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331222	Mouse RANTES ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331222P	Mouse RANTES ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331223	Rat RANTES ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331223P	Rat RANTES ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331224	Mouse VEGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331224P	Mouse VEGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331225	Mouse IGF-I ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331225P	Mouse IGF-I ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331226	Mouse G-CSF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331226P	Mouse G-CSF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331227	Mouse M-CSF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331227P	Mouse M-CSF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331228	Mouse EGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331228P	Mouse EGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331229	Rat IL-6 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331229P	Rat IL-6 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331230	Mouse IL-6 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331230P	Mouse IL-6 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331231	Mouse IL-1 beta ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331231P	Mouse IL-1 beta ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0331232	Human IL-9 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331232P	Human IL-9 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331233	Human IL-31 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331233P	Human IL-31 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331234	Human IL-22 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331234P	Human IL-22 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331235	Human IL-13 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331235P	Human IL-13 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331236	Human IL-21 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331236P	Human IL-21 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331247	Rat MIP-1 alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331247P	Rat MIP-1 alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331250	Mouse Leptin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331250P	Mouse Leptin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331251	Human BD-1 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331251P	Human BD-1 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331252	Mouse MIP-1 beta ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331252P	Mouse MIP-1 beta ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331253	Human IL-33 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331253P	Human IL-33 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331254	Human CNTF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331254P	Human CNTF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331255	Mouse IP-10 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331255P	Mouse IP-10 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331260	Human IL-15 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331260P	Human IL-15 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331261	Rat VEGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331261P	Rat VEGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331263	Rat EGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331263P	Rat EGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331265	Human G-CSF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331265P	Human G-CSF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331267	Rat MCP-1 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0331267P	Rat MCP-1 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331268	Mouse IL-17 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331268P	Mouse IL-17 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331269	Mouse IL-21 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331269P	Mouse IL-21 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331270	Mouse MCP-3 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331270P	Mouse MCP-3 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331272	Human BD-4 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331272P	Human BD-4 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331273	Human Eotaxin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331273P	Human Eotaxin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331274	Human BMP-2 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331274P	Human BMP-2 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331280	Human TIMP-1 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331280P	Human TIMP-1 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331281	Human ICAM-1 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331281P	Human ICAM-1 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331800	Human IL-1 beta ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0331800P	Human IL-1 beta ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332100	Rat IL-2 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332100P	Rat IL-2 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332113	Human Leptin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332113P	Human Leptin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332120	Human TGF-beta 2 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332120P	Human TGF-beta 2 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332132	Rat GM-CSF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332132P	Rat GM-CSF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332133	Rat IL-4 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332133P	Rat IL-4 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332134	Rat IL-10 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332134P	Rat IL-10 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332135	Mouse IL-20 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332135P	Mouse IL-20 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0332136	Mouse IL-5 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332136P	Mouse IL-5 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332137	Mouse IL-7 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332137P	Mouse IL-7 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332138	Human M-CSF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332138P	Human M-CSF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332139	Human MIP-1 beta ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332139P	Human MIP-1 beta ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332141	Human TNF-beta ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332141P	Human TNF-beta ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332143	Mouse IL-33 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332143P	Mouse IL-33 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332144	Mouse IL-22 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332144P	Mouse IL-22 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332145	Mouse HGF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332145P	Mouse HGF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332146	Mouse IL-15 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332146P	Mouse IL-15 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332147	Mouse IL-16 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332147P	Mouse IL-16 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332148	Mouse IL-11 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332148P	Mouse IL-11 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332149	Human sTNF-R I ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332149P	Human sTNF-R I ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332150	Human sTNF-R II ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332150P	Human sTNF-R II ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332152	Human BDNF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332152P	Human BDNF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332154	Human IL-16 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332154P	Human IL-16 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332155	Human IL-19 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332155P	Human IL-19 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332156	Human IL-27 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K0332156P	Human IL-27 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332157	Human IL-34 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332157P	Human IL-34 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332158	Human TGF-alpha ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332158P	Human TGF-alpha ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332159	Mouse Fas Ligand ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332159P	Mouse Fas Ligand ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332160	Mouse Flt-3 Ligand ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332160P	Mouse Flt-3 Ligand ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332161	Mouse IGFBP-3 ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332161P	Mouse IGFBP-3 ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332162	Mouse IGF-II ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332162P	Mouse IGF-II ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332164	Mouse Resistin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332164P	Mouse Resistin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332165	Mouse TRAIL ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332165P	Mouse TRAIL ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332166	Rat CNTF ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K0332166P	Rat CNTF ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231001	Bovine Albumin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231001P	Bovine Albumin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231006	Human Albumin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231006P	Human Albumin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231007	Mouse Albumin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231007P	Mouse Albumin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231008	Pig Albumin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231008P	Pig Albumin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231009	Rat IgG ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231009P	Rat IgG ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231012	Bovine IgA ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231012P	Bovine IgA ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231014	Bovine IgG ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231014P	Bovine IgG ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証期間	保存温度	メーカー	法規制
K3231020	Bovine IgM ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231020P	Bovine IgM ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231033	Chicken IgM ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231033P	Chicken IgM ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231034	Chicken IgA ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231034P	Chicken IgA ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231064	Human IgA ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231064P	Human IgA ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231066	Human IgE ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231066P	Human IgE ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231067	Human IgG ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231067P	Human IgG ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231069	Human IgM ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231069P	Human IgM ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231081	Mouse IgA ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231081P	Mouse IgA ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231082	Mouse IgE ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231082P	Mouse IgE ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231083	Mouse IgG ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231083P	Mouse IgG ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231088	Mouse IgM ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231088P	Mouse IgM ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231089	Chicken IgG ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231089P	Chicken IgG ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231092	Pig IgA ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231092P	Pig IgA ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231094	Pig IgG ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231094P	Pig IgG ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231096	Pig IgM ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231096P	Pig IgM ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231104	Rat IgA ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231104P	Rat IgA ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231110	Rat IgM ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類

製品番号	製品名	包装	旧価格	新価格		保証 期間	保存 温度	メーカー	法規制
K3231110P	Rat IgM ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231126	Rat IgE ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231126P	Rat IgE ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231131	Rat Albumin ELISA Kit	96well	72,000	88,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類
K3231131P	Rat Albumin ELISA Kit, pink-ONE	96well	78,000	94,000	UP	1年	4℃	LABISKOMA	安衛法(57条、57条の2)、特化物第3類